



**1.** Remove film and tabs from both sides of face guard and headband.

**1.** Retirez le film des deux côtés du protège-visage et du bandeau.




**2.** Insert headband through hole on face shield with foam facing away from shield. Pull until notches on headband line up with hole on shield. Repeat step on other end of headband.

**2.** Insérez le bandeau dans le trou de l'écran facial, la mousse étant tournée vers l'extérieur de l'écran. Tirez jusqu'à ce que les encoches du bandeau s'alignent avec le trou de l'écran. Répétez l'opération à l'autre extrémité du bandeau.




**3.** Thread jagged end of headband through outer slot on other end of band.

**3.** Enfiler l'extrémité dentelée du bandeau dans la fente extérieure de l'autre extrémité du bandeau.



**4.** Place headband on head and pull jagged end until headband is snug. Feed jagged end of headband back through inner slot to lock size.

**4.** Placez le bandeau sur la tête et tirez sur l'extrémité dentelée jusqu'à ce que le bandeau soit bien ajusté. Repassez l'extrémité dentelée du bandeau dans la fente intérieure pour le verrouiller.



**5.** Face shield can now be raised and lowered.

**5.** Le bouclier facial peut maintenant être relevé et abaissé.

## Adjustable Face Shield

1 800 410-0264  
displaypeople.com

**marketing**IMPACT  
LIMITED

- Scan for online instruction videos
- Recherchez les vidéos d'instruction en ligne



## IMPORTANT DISCLAIMER

This product has not been tested or evaluated for the prevention of any specific diseases or infections, the filtering of specific amounts of viruses or bacteria, or the elimination or reduction of the amount of viruses or bacteria. Individual users of this shield are completely responsible for their own decisions regarding appropriate personal protective equipment for themselves. The vendor and manufacturer of this product provides no covenant, representations or warranties that the product can protect against any virus or bacteria or any illness and use of the product is at your own risk. Any claim and damages related thereto against the vendor or manufacturer shall in any case be limited to the cost of the product. Always insure that the product is cleaned and disinfected properly after each use. Use of this product shall be deemed to be acknowledgement and acceptance of these terms and conditions and limits of liability.

In an effort to mitigate the spread of coronavirus disease please remember to practice social distancing, wash your hands often with soap, use alcohol-based hand sanitizer, avoid touching your eyes, nose and mouth, cough and sneeze into your elbow, use cleaning products to disinfect objects and surfaces you commonly touch and stay at home if you are feeling sick, as recommended by the Public Health Agency of Canada.

## CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ

Ce produit n'a pas été testé ou évalué pour la prévention de maladies spécifiques ou des infections, le filtrage de quantités spécifiques de virus ou de bactéries, ou l'élimination ou la réduction de la quantité de virus ou de bactéries. Les utilisateurs individuels de ce bouclier sont entièrement responsable de leurs propres décisions concernant la protection individuelle appropriée équipement pour eux-mêmes. Le vendeur et le fabricant de ce produit ne fournissent aucune engagement, représentations ou garanties que le produit peut protéger contre tout virus ou des bactéries ou toute maladie et l'utilisation du produit est à vos propres risques. Toute réclamation et les dommages qui en découlent contre le vendeur ou le fabricant sont en tout cas limités au coût du produit. Assurez-vous toujours que le produit est nettoyé et désinfecté correctement après chaque utilisation. L'utilisation de ce produit sera considérée comme une reconnaissance et l'acceptation de ces termes et conditions et limites de responsabilité.

Afin d'atténuer la propagation de la maladie des coronavirus, n'oubliez pas de pratiquer éloignement social, lavez-vous souvent les mains avec du savon, utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool, évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche, toussiez et éternuez dans votre coude, utilisez produits de nettoyage pour désinfecter les objets et les surfaces que vous touchez et restez souvent à la maison si vous vous sentez malade, tel que recommandé par l'Agence de la santé publique du Canada.

**1 800 410-0264 - displaypeople.com**